


seca 877

Płaska waga do mobilnego
użytku 



- Funkcja matka/dziecko umożliwia bezproblemowe ważenie nawet małych dzieci.
- Duże regulowane nóżki zapewniają wysoką stabilność.
- Łatwy transport dzięki bardzo niskiej masie własnej 4,2 kg.
- Bateryjne zasilanie, które nie wymaga lokalizacji w pobliżu zasilania sieciowego.

seca 877:

Tylko 4,2 kg.

Wagi, które są stosowane w medycynie do mobilnego użytku, muszą być lekkie, stabilne, łatwe do czyszczenia i wygodne. Waga seca 877 może to potwierdzić dzięki swojej lekkiej wadze własnej 4,2 kg, wytrzymałym materiałom, z których jest wykonana oraz ważnej funkcji matka/dziecko.



Wyjątkowa twardość powierzchni.

Podstawa wykonana jest z różnych materiałów: tworzywa sztucznego i pleksiglasu. Jest to połączenie, które gwarantuje wyjątkową twardość powierzchni i odporność na uderzenia, oprócz tego, materiał można czyścić wszystkimi popularnymi środkami dezynfekcji. Aby można było ważyć osoby do 200kg, seca 877 wzmocniona jest dodatkowymi elementami stalowymi.

Stabilność na każdej powierzchni.

Cztery samopoziomujące nóżki pod podstawą wagi, gwarantują stabilną pozycję seca 877 nawet na trudnych podłożach. Jest to środek za pomocą, którego zwiększa się dokładność pomiarów. Tak samo istotna jest niewielka wysokość wagi, poniżej sześciu centymetrów. Płaska konstrukcja wagi umożliwia bezproblemowe wejście na antypoślizgową powierzchnię ważenia, również osobom z ograniczeniami ruchowymi.

Komfortowa obsługa.

Mimo integracji wyświetlacza i nawigacji z wagą, seca 877 można wygodnie obsługiwać. W celu włączenia wystarczy krótko nacisnąć powierzchnię ważenia. Również niemowlęta i małe dzieci mogą być ważone na rękach dorosłych lub personelu medycznego. W tym celu osoba dorosła musi się wcześniej sama zważyć. Tarowanie wagi dokonywane jest za pomocą funkcji matka/dziecko, którą można włączyć jednym przyciskiem.



Duże samopoziomujące nóżki w dolnej części podstawy umożliwiają pewne ustawienie.



Duży wyświetlacz ułatwia odczytywanie wyników.



Funkcja włączania przez nastąpienie do prostego rozpoczęcia ważenia.



Szeroka i płaska budowa platformy ułatwia wejście na wagę i stabilną pozycję w czasie ważenia.

seca 877

Dane techniczne

- Nośność: 200 kg
- Podziałka: 100 g < 150 kg > 200 g
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 321 x 60 x 356 mm
- Wymiary/platforma (szer. x wys. x gł.): 288 x 60 x 278 mm
- Ciężar własny: 4,2 kg
- Zasilanie: Baterie
- Opcjonalnie: wzrostomierz seca 220
- Funkcje: funkcja matka/dziecko, włączanie przez nastąpienie, automatyczne wyłączenie
- Opcjonalnie: Stadiometr seca 217 w połączeniu z elementem adaptera seca 437, torba transportowa seca 414 (dla połączenia ze stadiometrem i elementem adaptera) i seca 421
- Klasa dokładności: III